

# HENs医院智能采血管理系统

## 产品介绍

阳普医疗医院智能采血管理系统与医院信息系统（HIS、LIS、ERM）相对接，通过硬件与软件的完美结合，实现采血流程的标准化、智能化、自动化和信息化，达到防止人为造成的差错、提升病人满意度、避免医患纠纷的目的，推动整个诊疗过程的精准、高效运作。

## 关键特征

- 小巧灵活，简洁方便，操作简单;
- 适用医院各种采血空间，任意布局;
- 智能统计病人与采血护士信息;
- 兼容各种主流试管品规（如阳普医疗采血管）;
- 满足JCI需求。

## 系统优势

### 高效

- 提高人员的工作效率
- 减少病人的等待时间

### 零差错

- 精准传递病人信息
- 杜绝传统采血环节人工错误

### 标准化

- 标本检验前处理整体优化
- 优化采血流程



### 1、试管装载



中包装直接上机、试管装载更方便

### 2、标签装置



抽屉式设计、更换标签更轻松

### 3、透明门



独特透明设计、便于观察试管

### 4、标签



打印标签更准确、黏贴更标准

### 5、触屏



触屏显示、更直观

### 6、系统软件



根据医院需求进行设计、更加人性化

### 7、灵活性



适用于多种采血情况（门诊、病房、护士站等）

## 参数

型号名称	HENs
产品容量 (每小时备管数量)	≥1200支试管/小时
试管装载量/仓位数	每个仓位50支/8个仓 每个仓位100支/4个仓
试管装载方式	整盒托盘上机
试管类型	13/75、13/100、16/100 (IMPROVE、BD、GREINER、AMPULAB、INSEPACK等等)
打印机数量	2个
标签打印方式	热敏打印
条码类型	10种型号
支持语言	窗口支持所有语言
标签兼容尺寸	宽50mm, 长28-38mm, 2000贴/每卷, 每台智能试管贴标机容纳2卷标签纸
设备尺寸 条码打印系统	515mm×609mm×491mm
设备重量 条码打印系统	50kg
电源	AC 100-240V 50/60Hz 3.5A
合格证	CE, KC, RoHs
协议	HIS ( LIS、EMR ) 协议, 阳普医疗提供相应接口
接口	TCP/IP/,RS232,Wi-fi任选

\*以上参数解释权归广州阳普医疗科技股份有限公司所有

## 参数说明

- 采用国际最先进的第三代机械手, 精准抓管提高速度;
- 试管整盒上机, 轻松搞定试管装载;
- 可容纳400支试管, 最多可扩展到8种类型;
- 可扩展试管通道, 满足更多种试管标签。

## 联系我们


**廣州陽普醫療科技股份有限公司**  
 GUANG ZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

地址: 广东省广州市经济技术开发区科学城开源大道102号  
 传真: 020-32312667

股票代码: 300030

电话: 020-32312666

邮箱: marketing@improve-medical.com

网址: www.improve-medical.com